

Le crayon Abbey pH®

Pour des essais ponctuels destinés à déterminer l'acidité ou l'alcalinité du papier



Le crayon Abbey pH demeurera disponible dans sa formule d'origine à base de rouge de chlorophénol

Preservation Technologies a conclu avec la fondatrice d'Abbey Publications, Ellen McGrady, un accord visant à poursuivre la production du crayon Abbey pH. Cet accord garantit que le crayon conservera sa formule d'origine, permettant ainsi aux archivistes, bibliothécaires et conservateurs de déterminer l'acidité ou l'alcalinité du papier.

Le crayon Abbey pH fait partie d'un héritage qui compte également les bulletins Abbey Newsletter et Alkaline Paper Advocate. Ces publications, qui sont excellentes mais ne sont plus en circulation, ont joué un rôle important dans la campagne visant à préserver les archives et ressources documentaires et à promouvoir l'usage de papier durable par les éditeurs, les encadreurs de tableaux et le grand public.

Ellen a développé le crayon Abbey pH il y a plus de 15 ans en tant que simple outil de test d'acidité ponctuel sur les livres et autres papiers secs. Elle a choisi le rouge de chlorophénol comme indicateur de pH, en partie parce qu'il donne

une couleur réactive régulière à un niveau de pH donné, quelle que soit la concentration du produit dans la pointe du crayon. Cette caractéristique est indispensable pour assurer des résultats précis et fiables. Preservation Technologies a scrupuleusement conservé la conception de son crayon, y compris sa formule à base de rouge de chlorophénol, sa pointe en feutre, son manche gris et son capuchon violet.

Pour utiliser le crayon Abbey pH, dessinez un petit trait ou un point dans un endroit peu visible du matériau testé. Si la marque est jaune pâle, le papier est acide. Si la marque est violet pâle, le papier est neutre ou alcalin. Sur les papiers d'acidité moyenne, la marque prend une couleur tan, mélange de jaune et de violet. La teinte claire du trait permet de rendre le test ponctuel aussi discret que possible.

Pour plus de détails sur le crayon Abbey pH, appelez le 1.800.416.2665 ou visitez notre site Internet à l'adresse www.ptlp.com

Canada
Preservation Technologies Canada
156 Rue de Varennes
Gatineau QC J8T 8G4
Canada
Téléphone 1 (888) 243.6661
Téléphone 1 (819) 243.6661
Télécopieur 1 (819) 243.8813
www.preservationtechnologies.ca

États-Unis
Pays-Bas
Japon
Espagne